

FICHE PRODUIT

Tensiomètre électronique au bras professionnel, modèle Omron 907

Référence : SOC-DO907

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tensiomètre électronique au bras professionnel, modèle Omron 907

Le tensiomètre électronique au bras professionnel, modèle Omron 907 est spécialement étudié pour une utilisation dans les cabinets médicaux ou les centres hospitaliers. Simple et confortable d'utilisation grâce à son écran large, affichant simultanément les valeurs diastole, systole et pouls, il représente une véritable alternative aux appareils traditionnels.

Le tensiomètre électronique au bras professionnel, modèle Omron 907 conjugue 3 modes de fonctionnement programmables : oscillométrique en automatique avec une mesure unique, oscillométrique en automatique avec un programme de 3 mesures, auscultatoire en mode manuel avec stéthoscope et décompression automatique.

- Plage de mesure de la tension artérielle de 0 à 299 mmHg.
- Pouls de 30 à 199 pulsations par minute.
- Système «IntelliSense».
- Produit adaptable en position murale avec socle (option) ou rail (option) ou mobile pied à roulettes (option).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Fonctionne sur batterie ou secteur avec un transformateur livré avec le tensiomètre.
- Mode contrôle de l'étalonnage.
- Dispositif médical validé cliniquement.
- Fourni avec un brassard adulte (diamètre de bras de 22 à 32 cm)
- Poids de l'unité centrale : Environ 910 g
- Dimensions extérieures : 139 x 203 x P131 mm

Caractéristiques techniques:

- Affichage numérique
- Mesure : méthode oscillométrique
- Portée de mesure : Tension artérielle : 0 à 299 mmHg / Taux de pulsations : 30 à 199 battements/min.
- Précision : Tension artérielle : +/- 3 mmHg / Taux de pulsations : +/- 5% de la lecture
- Gonflage automatique à la pompe
- Dégonflage automatique par valve de contrôle électromagnétique
- Alimentation électrique : Adaptateur AC 230 VAC, 50 Hz. 20 VA
- Méthode de protection électrique : Classe II Type B
- Température et humidité : 10 à 40°C, 30 à 85% RH
- Également inclus dans l'emballage : 1 Brassard adulte (avec poche à air intégrée), adaptateur AC, tuyau à air (1 m), Manuel d'instructions

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/auto-tensiomètres-automatiques/15265-tensiomètre-electronique-au-bras-professionnel-modele-omron-907.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com