

FICHE PRODUIT

Tensiomètre électronique Professionnel sur pieds à roulettes OSSTAND, Modèle Omron 907

Référence : SOC-DO907P

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tensiomètre électronique Professionnel sur pieds à roulettes OSSTAND, Modèle Omron 907

Tensiomètre électronique Professionnel sur pieds à roulettes OSSTAND, Modèle Omron 907 est spécialement étudié pour une utilisation dans les cabinets médicaux ou les centres hospitaliers. Il est Simple et confortable d'utilisation grâce à son écran large, affichant simultanément les valeurs diastole, systole et pouls, il représente une véritable alternative aux appareils traditionnels.

Tensiomètre électronique Professionnel sur pieds à roulettes OSSTAND, Modèle Omron 907 conjugue 3 modes de fonctionnement programmables : oscillométrique en automatique avec une mesure unique, oscillométrique en automatique avec un programme de 3 mesures, auscultatoire en mode manuel avec stéthoscope et décompression automatique.

- Plage de mesure de la tension artérielle de 0 à 299 mmHg.
- Pouls de 30 à 199 pulsations par minute.
- Système «IntelliSense».
- Produit adaptable en position murale avec socle (option) ou rail (option) ou mobile pied à roulettes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

(option).

- Fonctionne sur batterie ou secteur avec un transformateur livré avec le tensiomètre.
- Mode contrôle de l'étalonnage.
- Dispositif médical validé cliniquement.
- Fourni avec un brassard adulte (diamètre de bras de 22 à 32 cm)

Caractéristiques :

- Poids de l'unité centrale : Environ 910 g
- Dimensions extérieures : 139 x 203 x P131 mm
- Pied mobile, piètement 5 branches avec 5 roues dont 2 avec frein
- Tige métallique réglable de 70 cm à 120 cm
- Panier métallique range-brassard

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiomètres-a-colonne/15266-tensiomètre-electronique-professionnel-sur-pieds-a-roulettes-osstand-modele-omron-907.html>

**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com