

FICHE PRODUIT



Cassette Agfa CR MD4.0T pour Numériseur CR30x

Référence : SOC-CRMD4

Points forts

- délais : 3 semaines

Description du produit

Cassette Agfa CR MD4.0T pour Numériseur CR30x

Les cassettes Agfa CR MD4.0T sont durables et s'utilisent pour le numériseur CR 30X. Constituées d'une puce mémoire intégrée qui stocke les données saisies lors de l'identification.

Les cassettes Agfa CR MD4.0T sont légères et très confortables à utiliser. Elles sont faites de matière synthétique et elles sont chaudes et agréables au toucher, minimisant l'inconfort du patient.

Formats disponibles : - 18 x 24 - 24 x 30 - 36 x 43 avec et sans plaque de numérisation

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie


Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cassette-agfa-cr-md4-0-hr-et-plaque-d-imagerie-pour-cassette-de-radiographie-cr-md4-0-hr-ou-sr/15273-cassette-agfa-cr-md4-0t-pour-numeriseur-cr30x.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	3 semaines

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
cassettes_dimension - 18 x 24 cm	SOC-CRMD4A	
cassettes_dimension - 24 x 30 cm	SOC-CRMD4B	
cassettes_dimension - 35 x 43 cm	SOC-CRMD4C	
cassettes_dimension - 18 x 24 cm avec Plaque de numérisation	SOC-CRMD4D	
cassettes_dimension - 24 x 30 cm avec Plaque de numérisation	SOC-CRMD4E	
cassettes_dimension - 35 x 43 cm avec Plaque de numérisation	SOC-CRMD4F	
cassettes_dimension - 35 x 35 cm	SOC-CRMD4G	
cassettes_dimension - 15 x 30 cm	SOC-CRMD4H	

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com