

FICHE PRODUIT

Vaporisateur Vp300 pour machine d'anesthésie modèle 7200

Référence : SOC-VP300

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Vaporisateur Vp300 pour machine d'anesthésie modèle 7200

Caractéristiques principales

Avec certificat CE

Conforme à la norme internationale ISO 8835-4

Système de verrouillage

Compensation de pression, température et débit

Enflurane, isoflurane, sévoflurane et halothane disponibles

Type de connexion: compatible Selectatec ou compatible avec le plug-in Draeger

Type de remplissage: Pour Fill, Key Fill, Quik-Fil

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-anesthesie/15279-vaporisateur-vp300-pour-machine-d-anesthesie-modele-7200.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com