

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur pharmaceutique ESSENTIAL MED 125

Référence : SOC-842563

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réfrigérateur pharmaceutique ESSENTIAL MED 125

Le **Réfrigérateur pharmaceutique ESSENTIAL MED 125** est conçu pour répondre aux besoins uniques de l'environnement de la **pharmacie** et stocke en toute sécurité les produits **pharmaceutiques** et d'autres produits nécessitant un stockage au froid sûr.

Il est conforme à la norme DIN 58345.

Le **Réfrigérateur pharmaceutique ESSENTIAL MED 125** est principalement installé dans des meubles.

- 3 tiroirs et 1 tablette;
- Refroidissement par air à recirculation;
- Type de sous-comptoir;
- Plaques de ventilation optimisées pour minimiser les différences de température intérieure;
- Dégivrage automatique;
- Évaporation de l'eau de fusion;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Type de sous-comptoir;
- Alarme optique et acoustique, y compris alarme de panne de courant;
- Contact libre de potentiel pour la transmission d'alarme;
- Le contrôle de sécurité empêche le gel;
- Porte verrouillable.

Options:

- Porte en verre ;
- Surface de travail ;
- Cadre décoratif;
- Ferrure de porte;
- Roulettes;
- Longueur supplémentaire et séparateurs transversaux;
- Tablette 43,8 x 33 cm au lieu du tiroir;
- Affichage numérique de la température préparé pour une installation externe;
- Bac à eau de fonte pour vidange manuelle;
- Ventilateur pour version 60 Hz;
- Module GSM;
- Thermomètre enregistreur à stylo pour un placement lâche à l'intérieur de l'appareil avec 2 bandes de papier ciré;
- DATALOG-USB-MONITORING ou DATALOG-NET;
- Sonde de température PT 100 ou PT 1000, capteur 4 fils, classe 1/3 B, incl. flacon doseur incorporé.

Spécifications techniques du Réfrigérateur pharmaceutique ESSENTIAL MED 125:

- Capacité: 120 l;
- Réglage de la température (env.): +2 à +15 ° C;
- Tension: 220 - 240 V;
- Fréquence: 50 Hz;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Consommation électrique: 115 Watt;
- Consommation moyenne: 0,97 KWh / 24 h;
- Dimensions totales (y compris distance du mur): 54 x 54 x 81 (L x P x H en cm);
- Dimensions intérieures: 44 x 42 x 67 (L x P x H en cm);
- Dimensions totales avec porte ouverte à 90 °: 54 x 105,5 (L x P en cm);
- Dimensions intérieures du tiroir: 40,8 x 32 x 5,6 (L x P x H en cm);
- Dimensions de l'étagère: 43,8 x 24 (L x P);
- Capacité maximale de chargement par tiroir: 13 kg / 25 kg;
- Poids: 42 kg / 50 kg (net / brut).

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/15280-refrigerateur-pharmaceutique-essential-med-125.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com