

FICHE PRODUIT

Lecteur de glycémie / Glucomètre Onetouch Select Plus

Référence : SOC-01067002

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de produit : Kit Glucomètre sans fil

Description du produit

Lecteur de glycémie / Glucomètre Onetouch Select Plus

Le **lecteur de glycémie One Touch Select Plus** vous permet de contrôler le taux de glycémie dans le sang. Utilisé à domicile par les personnes diabétiques ou en milieu hospitalier par les professionnels de santé, le glucomètre **One Touch SELECT PLUS** facilite le suivi du diabète.

Ce glucomètre vous permet de comprendre aisément les résultats affichés grâce à deux principales fonctionnalités:

- Le code couleur **ColorSure™** indique instantanément si les résultats glycémiques mesurés sont dans l'objectif ou en dehors.
- L'option **Info. repas** peut vous aider à mieux visualiser l'impact de vos choix alimentaires sur vos glycémies.

Composition du test:

- Lecteur de glycémie OneTouch Select® Plus (piles incluses)
- 10 bandelettes réactives OneTouch Select® Plus[#]
- Stylo autopiqueur OneTouch® Delica®

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 10 lancettes stériles OneTouch® Delica®
- Manuel d'utilisation
- Guide de démarrage
- Étui de transport

Poids: 383 grammes

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glucometres/15281-lecteur-de-glycemie-glucometre-onetouch-select-plus.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de produit	Kit Glucomètre sans fil

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com