

FICHE PRODUIT



Réfrigérateur pharmaceutique **ESSENTIAL MED 85 DIN**

Référence : SOC-682410

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réfrigérateur pharmaceutique ESSENTIAL MED 85 DIN

Le **Réfrigérateur pharmaceutique ESSENTIAL MED 85 DIN** est conçu pour répondre aux besoins uniques de l'environnement de la pharmacie et stocke en toute sécurité les produits pharmaceutiques et d'autres produits nécessitant un stockage au froid sûr.

Il est conforme à la norme DIN 58345.

Le **Réfrigérateur pharmaceutique ESSENTIAL MED 85 DIN** est principalement utilisé comme appareil intégré.

- 3 tiroirs, 1 étagère ;
- Type de sous-comptoir ;
- Dégivrage automatique ;
- Refroidissement par air à recirculation ;
- Évaporation de l'eau de fonte ;
- Sélection de température en continu ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Porte verrouillable.

Options:

- Affichage numérique de la température ;
- Équipement selon DIN 58345 ;
- Charnière de porte à gauche ;
- Refroidissement par air à recirculation ;
- Division des tiroirs avec séparateurs longitudinaux et transversaux permanents ;
- Tiroir supérieur verrouillable ;
- Bac à eau pour vidange manuelle ;
- Ventilateur à compresseur installé, en cas de meuble encastré ou de manutention avec version 60Hz
- Module GSM
- Thermomètre enregistreur à stylet pour placer librement à l'intérieur de l'appareil avec 2 bandes de papier ciré ;
- DATALOG-USB-MONITORING ou DATALOG-NET ;
- Sonde de température PT 100 ou PT 1000,
- Capteur 4 fils, classe 1/3 B, incl. flacon doseur incorporer

Spécifications techniques du Réfrigérateur pharmaceutique ESSENTIAL MED 85 DIN:

- Capacité: 80 l;
- Réglage de la température (env.): +2 à +15 ° C;
- Tension: 220 - 240 V;
- Fréquence: 50 Hz;
- Consommation électrique: 88 Watt;
- Consommation moyenne: 0,42 KWh / 24 h;
- Dimensions totales (y compris distance du mur): 47 x 51 x 74 (L x P x H en cm);
- Dimensions intérieures: 38 x 41 x 63 (L x P x H en cm);
- Dimensions totales avec porte ouverte à 90 °: 47 x 96 (L x P en cm);

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions intérieures du tiroir: 34 x 32 x 5,6 (L x P x H en cm);
- Capacité maximale de chargement par tiroir / tablette: 9,5 kg / 25 kg;
- Poids: 32 kg / 38 kg (net / brut)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/15282-refrigerateur-pharmaceutique-essential-med-85-din.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com