

FICHE PRODUIT

Adaptateur BD Vacutainer

Référence : SOC-070371

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Adaptateur Becton Dickinson Vacutainer

L'**adaptateur BD Vacutainer** est un dispositif médical stérile à usage unique permettant le prélèvement de sang veineux, notamment sur cathéter.

Cet adaptateur, à cône Luer mâle, peut être utilisé avec le corps de prélèvement BD Vacutainer à usage unique pour un repiquage facile et sécurité (voir onglet Accessoires). Il peut également être monté sur les modèles d'unités de prélèvements sanguins BD Vacutainer qui ne sont pas pré-assemblées avec un adaptateur.

Adaptateurs BD Vacutainer conditionnés par boîte de 100.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Dénomination : Adaptateur BD Vacutainer

Destination : Voir ci-dessus.

Fabricant : BECTON DICKINSON

Instructions : Lire attentivement la notice éventuelle.

Prudence : En cas de doute, consultez votre médecin ou un professionnel de santé.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

le marquage CE.

Date de mise à jour de cette page : 2023-03-28 17:15:34

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguille-de-prelevement-sanguin/15283-adaptateur-bd-vacutainer.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com