


FICHE PRODUIT



Eprouvette en verre ENDO glassware forme haute classe B

Référence : SOC-00168

Points forts

- délais : 48 heures
- Subdivision des éprouvettes : 0.1 ml

Description du produit

Eprouvette en verre ENDOglassware forme haute classe B

Eprouvette en verre ENDOglassware forme haute classe B graduations blanches

Caractéristiques techniques :

- Qualité du verre : Borosilicaté
- Couleur du verre : Verre clair
- Classe : B
- Forme : Haute
- Couleur des inscriptions : Blanc
- Bec verseur : Oui
- Autres caractéristiques : Base hexagonale

Données techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Capacité (en ml)	Subdivision (en ml)	Hauteur (en mm)	Diamètre (en mm)	Conditionnement de vente
5	0.1	112	11	1
10	0.2	135	12	1
25	1	160	20	1
50	1	195	25	1
100	1	240	30	1
250	2	320	40	1
500	5	380	50	1
1000	10	420	65	1

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/15295-eprouvette-en-verre-endoglassware-forme-haute-classe-b.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Subdivision des éprouvettes	0.1 ml

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
eprouvette_capacite - 5 ml	SOC-EP5342168	
eprouvette_capacite - 10 ml	SOC-EP1042168	
eprouvette_capacite - 25 ml	SOC-EP2542168	
eprouvette_capacite - 50 ml	SOC-EP5042168	
eprouvette_capacite - 100 ml	SOC-EP1002168	
eprouvette_capacite - 250 ml	SOC-EP2502168	
eprouvette_capacite - 500 ml	SOC-EP5002168	
eprouvette_capacite - 1000 ml	SOC-EP1000168	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com