

FICHE PRODUIT



Aiguilles de prélèvement Sanguin BD Vacutainer, 22G

Référence : SOC-100VBB104

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Détails

Aiguille de prélèvement facile à manipuler.

Assure une meilleure pénétration et le confort du patient :

Tranchant du biseau traité par électrochimie.

Canule lubrifiée par évaporation gazeuse.

Manchon souple sur l'aiguille perce-bouchon.

Surfaces de préhension plates et non polies sur les capuchons protecteurs.

Témoin de non-ouverture.

Caractéristiques techniques

Coloris : Noir

Conditionnement : Par boîte de 100

Dim : L 38 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Gauge : 22G

Stérile : Oui

Type : L 38 mm x 7/10

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-prelevement-multi/15297-aiguilles-de-prelevement-sanguin-bd-vacutainer-html.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com