

FICHE PRODUIT



Gants SAFESKIN PFE : non poudrés, texturé

Référence : KCP-GLGSKNP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Gants SAFESKIN PFE : non poudrés, texturé

Caractéristiques

- Dextérité et sensibilité tactile;
- Finitions: Intérieure : Lisse et Extérieure : Texturé,
- Longueur de la manchette : 240 mm;
- Epaisseur de la paume : 0,11;
- Conformes aux normes : EN455-1, EN374 2-3, EN388;
- Conditionnement : carton de 20 boîtes de 100 gants;
- Condition minimum de vente : 1 boîte de 100 gants.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-en-latex-usage-unique/1530-gants-safeskin-pfe-non-poudres-texturee-grand-8-8-5.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 6/7 (small)	KCP-GLGSKNP0	
gant_taille - Taille 7/8 (medium)	KCP-GLGSKNP1	
gant_taille - Taille 8/9 (large)	KCP-GLGSKNP2	
gant_taille - Taille XL (extra large)	KCP-GLGSKNP3	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com