


FICHE PRODUIT



Cônes bleus pour micropipettes

Référence : SOC-723022

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cône pour micropipette économiques de 10 à 200 µL conditionnée en vrac par lot de 1000.

En polypropylène non stériles, autoclavables.

Couleur : Bleu.

Volume : 100 - 1000 µL.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-standards-en-vrac/15306-cones-bleus-pour-micropipettes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com