

FICHE PRODUIT

Table d'opération électro-hydraulique modèle HFEOT99D

Référence : SOC-HFEOT99D

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Table d'opération électro-hydraulique modèle HFEOT99D

La **table d'opération électro-hydraulique HFEOT99D** est spécialement conçue pour répondre à la demande d'opérations chirurgicales générales. La **table d'opération HFEOT99D** est entièrement en acier inoxydable de type 304. Cette Table est également adaptée pour des applications radiologiques. Verrouillage automatique télécommandé, verrouillage et déverrouillage de la base à commande électrique. Le glissement peut être de 350 mm.

Caractéristiques techniques :

- Longueur / largeur : 1970mm / 500mm
- Élévation (haut / bas): 690 mm / 1100 mm
- Trendelenburg: 30°
- Trendelenburg inversé: 30°
- Inclinaison latérale (gauche / droite): 18° / 18°

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Appui-tête (haut / bas): 60° / 90°
- Repose-pieds (positionnement haut / bas et horizontal): 15° / 90° 90°
- Panneau arrière (haut / bas): 75° / 35°
- Coulissement longitudinal: 350 mm
- Puissance: 220v, 50Hz, 1.0kW
- Poids net/brut : 70 / 81 kg

Accessoires standards :

- Écran anesthésique : 1;
- Repose-épaules : 2;
- Support de bras : 2;
- Support de taille : 2;
- Béquille de genou : 2;
- Assiette Foote : 2;
- Curseur long : 2.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/table-d-operation-electrique/15308-table-d-operation-electro-hydraulique-modele-hfeot99d.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com