

FICHE PRODUIT

Glacière porte vaccin 24.2L Modèle VPU-436

Référence : SOC-VPU436

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Glacière porte vaccin, Modèle VPU-436

Capacité totale (L) : 111.3

Capacité utilisable (L) : 24.2

Taille valide: 328 × 225 × 328

Extérieur: 518 × 415 × 518

Intérieur: 388 × 285 × 388

Temps de conservation: 48 - 60H

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/15309-glaciere-porte-vaccin-modele-vpu-436.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com