

FICHE PRODUIT



Glacière porte vaccins 4.9 litres

Référence : SOC-VPU126

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Glacière porte vaccins 4.9 litres

Caractéristique:

- *Taille valide: 170 × 170 × 170
- * Extérieur: 360 × 360 × 360
- * Intérieur: 230 × 230 × 230
- * volume utile 4.9 L
- * Capacité 46.6 L
- * conservation : 36-48H

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/15310-glaciere-porte-vaccins-4-9-litres.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com