

FICHE PRODUIT

Glacière porte vaccin 51l Modèle VPU-786

Référence : SOC-VPU786

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Glacière porte vaccin, Modèle VPU-786

Capacité totale (L): 176,5

Capacité valide □L): 51

Taille valide: 470 × 330 × 330

Extérieur: 658 × 518 × 518

Intérieur: 528 × 388 × 388

Temps de conservation: 72 - 84 H

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/15311-glaciere-porte-vaccin-modele-vpu-786.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com