

FICHE PRODUIT



Table de chevet en ABS Modèle D-1

Référence : SOC-D10122

Points forts

- délais : 48 heures
- Structure de la table : Fixe

Description du produit

Table de chevet en ABS à roulettes

Caractéristiques principales de la table de chevet en ABS à roulettes

1. Matière plastique d'ingénierie ABS
2. Avec une planche alimentaire, un tiroir, une petite porte (intérieure avec une tablette)
3. Etagère de tour sur le côté latéral, peut être caché
4. Taille: 475 x 470 x 755mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/table-de-chevet/15313-table-de-chevet-en-abs-a-roulettes-modele-d-1.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Structure de la table	Fixe

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com