

FICHE PRODUIT



Boite pour plâtre

Référence : SOC-B3500420

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Boite pour plâtre

Composition de la boîte :

- Boîte inox 42x18x9 cm
- Cisaille à plâtre de Engel, 14cm
- Ciseaux à plâtre Bruns, 24 cm
- Ciseaux Lister, 18 cm
- Cisaille Lister, 26 cm
- Ecarteur de Henning, 28 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/15315-boite-pour-platre.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com