

FICHE PRODUIT

Objectif 100X plan achromatique exclusif pour Microscope binoculaire modèle Olympus CX33 et microscope biologique CX23

Référence : SOC-682148

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Objectif 100X plan achromatique exclusif pour ce **Microscope binoculaire modèle Olympus CX33** et le microscope biologique CX23.

NA 1.25, WD 0.13 (suspendu, immersion), traité antifongique.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/15316-objectif-100x-plan-achromatique-exclusif-pour-microscope-binoculaire-modele-olympus-cx33-et-microscope-biologique-cx23.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com