

FICHE PRODUIT



Colposcope à led ALLTION Modèle AC-1110

Référence : SOC-AC1110

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **colposcope AC-1110** est un dispositif médical conçu pour les examens gynécologiques de base, offrant une solution fiable et accessible aux cabinets médicaux et cliniques. Équipé d'une source lumineuse LED froide, il garantit un éclairage blanc précis pour une observation claire et détaillée.

Avec un grossissement fixe jusqu'à 9x et un champ de vision de 22 mm, ce colposcope permet une analyse efficace des tissus. Son design compact et léger, associé à une base mobile, facilite son utilisation au quotidien.

Grâce à ses réglages simples et à sa mise en service immédiate (prêt à l'emploi), il constitue un excellent choix pour les professionnels recherchant un colposcope performant à un prix abordable.

Points forts :

- Grossissement 9x précis
- Éclairage LED >25 000 LUX
- Compact et facile à déplacer
- Réglage simple et rapide
- Idéal pour examens de routine

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

COLPOSCOPE à LED ALLTION Modèle AC-1110

DESCRIPTION

ALLTION AC-1110 COLPOSCOPE est livré avec une source de lumière froide à LED donnant un éclairage de couleur blanche. Il s'agit d'un colposcope de haute qualité et le plus basique qui offre une excellente optique à votre pratique abordable. Cette unité est compacte et légère avec une base à rouleaux pour une manœuvre facile.

Les colposcopes ALLTION sont examinés et étalonnés avant l'expédition, de sorte que l'appareil arrive complètement assemblé et prêt à l'emploi. Tout ce que vous avez à faire est de le brancher.

CARACTÉRISTIQUES DU COLPOSCOPE à LED ALLTION Modèle AC-1110

- 1- Grossissement total conçu par ordinateur de précision 9X
- 2- Longueur focale de 316 mm
- 3- Fied de vue: 22 mm de diamètre.
- 4- Profondeur de champ: 8 mm
- 5- Intensité lumineuse:> 25 000 LUX
- 6- Oculaire réglable individuellement 12,5x (dioptries)
- 7- Oculaire droit intégré à deux cercles pour vous permettre de mesurer la taille du problème que vous voyez.
- 8- Rhéostat intégré pour le réglage de la luminosité
- 9- Filtre vert intégré sélectionnable par l'utilisateur pour un contraste amélioré
- 10- L'ampoule 10 LED est facilement modifiable.
- 11- Hauteur de travail: 838 mm à 1194 mm
- 12- Deux poignées de réglage de la mise au point (Gross / Fine)
- 13- Deux poignées d'adhésif de hauteur (brute / fine)
- 14 - Le joint à rotule universel en Teflon® vous offre un mouvement facile à 360°
- 15- L'unité est complètement assemblée et prête à être utilisée une fois sous tension
- 16- Alimentation principale: 90V-240V

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/colposcopes-medicaux/15317-colposcope-a-led-alltion-modele-ac-1110.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com