

FICHE PRODUIT

Lampe scialytiques à LED plafonnier une coupole Modèle PENTALED 63N

Référence : SOC-49200

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description de Lampe scialytiques à LED plafonnier une coupole Modèle PENTALED 63N

La lampe scialytique Pentaled 63N a fait une percée dans l'éclairage médical. Il s'agit du premier scialytique à LED jamais présenté au public. La focalisation manuelle à l'intérieur de la zone stérile permet un contrôle précis et immédiat du champ lumineux. La fonction Focus est activée par le chirurgien faisant tourner la poignée centrale stérile. La multiplicité des sources lumineuses et le système de lumière réfléchi permettent d'obtenir l'effet scialytique, pour un éclairage tridimensionnel et sans ombres

Spécification techniques de la Lampe scialytiques à LED plafonnier une coupole Modèle PENTALED 63N

Intensité lumineuse à 1 m de distance (Ec): 160.000 lux**Diamètre de la tête lumineuse:** 63 cm**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Température de couleur: 2 sélections: 4.500 - 5.000K

Indice de rendu des couleurs (CRI): 96 Ra

Réglage du diamètre: manuel

Diamètre du champ lumineux d10 où: 260 mm

Diamètre du champ lumineux réglable : 160 - 300 mm

Profondeur d'éclairage CEI 60601-2-41 (L1 + L2) à 60% : 560 mm

Profondeur d'éclairage CEI 60601-2-41 (L1 + L2) à 20%: 1080 mm

Énergie rayonnée totale Ee où l'éclairement atteint le niveau maximum : 580 W / m²

Rapport entre l'énergie rayonnée Ee et l'éclairement Ec : 3,68

Durée de vie moyenne des LED: > 60.000

Contrôle de l'éclairement : 20-100%

Absorption électrique : 59 W - 70 VA

Directive 93/42 / CEE (directive principale et modifications ultérieures) - Norme CEI 60601-2-41

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-operation-ledcoupole/15318-lampe-scialytiques-a-led-plafonnier-une-coupole-modele-pentaed-63n.html>




SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com