

FICHE PRODUIT

Ensemble de filtre ULPA pour la Hotte à flux laminaire biologique, Model - HFsafe-900

Référence : SOC-325847

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ensemble de filtre ULPA pour cette **Hotte à flux laminaire biologique, Model - HFsafe-900**.
Filtres HEPA.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/hottes-biologiques/15320-ensemble-de-filtre-ulpa-pour-hotte-a-flux-laminaire-biologique-model-hfsafe-900.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com