

FICHE PRODUIT



Réfrigérateur médical MEDIKA 700 ECT-F TOUCH

Référence : SOC-MPT0702B07

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réfrigérateur médical MEDIKA 700 PASS-THROUGH ECT-F TOUCH

Le **réfrigérateur médical MEDIKA 700 ECT-F Touch** est un **dispositif de laboratoire** qui est généralement utilisé pour des besoins de stockage (à une température basse donnée) de biomatériaux dans les **laboratoires médicaux**. Ce **réfrigérateur de laboratoire** permettent un stockage **sûr et fiable** des réactifs, des produits chimiques, des produits dangereux et/ou des échantillons.

Caractéristiques techniques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Ecart de température	+2 / +15 ° C
Capacité net	600 lt (21,20 pieds cubes)
Capacité brute	668 lt (23.60 pi3)
Dimensions externes (L x P x H)	cm 75 x 91 x 210
Dimensions internes (L x P x H)	cm 60 x 74 x 150.5 ; Poids 177 kg
Structuration et isolation	acier pré laqué aseptisé à activité bactériostatique, couleur blanche en entrée / sortie (matériau résistant à la rouille et à la corrosion); isolation polyuréthane épaisseur 75 mm
Pieds	n.4 pieds réglables
Porte	Nr 2 portes vitrées avec triple vitrage
Lumière	Type de LED avec luminosité réglable
Aménagement intérieur suggéré	nr.3 étagères Système interchangeable qui permet de mélanger : - Des étagères grillagées ouvertes soutenues par des clips en plastique, réglables en hauteur (dim. Cm 66 x 56) - S/rack acier dim. Cm. 14 x 50 x 15 également disponible

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Ecart de température	+2 / +15 ° C
Manette	ECT-F TOUCH CONTRÔLEUR TACTILE ECT-F avec système d'enregistrement et d'alarmes Nouveau contrôleur avec écran tactile TFT 7 " facilement lisible de loin, avec un graphique en temps réel des températures et des autres fonctions sélectionnées toujours visibles depuis la page d'accueil. • Enregistrement de la température des 10 dernières années • Système d'alarme acoustique et visuelle pour les écarts de température, ouvert la porte, le condenseur et les conditions défectueuses • Thermostat de sécurité contre le gel et la surchauffe • Carte SD avec accès frontal: elle peut stocker 10 ans d'enregistrement de données et documents pertinents tels que manuels, liste des pièces détachées, vidéos concernant l'installation et les opérations les plus courantes. • Port USB qui permet de télécharger des données directement depuis l'avant panneau • Section multimédia avec zone Tutoriel pour les films d'instructions, manuels d'entretien, schémas électriques, etc., • Contact sec pour connexion à distance • Port RS485 et RJ45 pour LAN / Ethernet. • Mot de passe pour l'allumage et l'extinction de la machine, pour protéger des utilisateurs non autorisés • Emplacement pour carte SIM • Serveur Web intégré
Alarmes	Acoustique et visuelle pour les écarts de température et les pannes, avec enregistrement automatique
Thermostat de sécurité	
Enregistrement des données et des événements	10 ans sur carte SD; l'année dernière sur la mémoire Flash
Graphique de température	Un graphique en temps réel personnalisable toujours visible depuis la page d'accueil.
Connectivité	Port USB-SD-SIM avec accès frontal; Contact sec; Port série RJ45
Type de réfrigération	Air pulsé, ventilé
Dégivrer	Automatique avec évaporation automatique de l'eau de condensation

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Données techniques :

Détails :

Type de gaz réfrigérant : R134A

Tension secteur 230v/1/50Hz

Consommation électrique instantanée : 0.27 kW (1.7A)

Emission de chaleur : 165 W

Niveau sonore < 55 dB

Température ambiante : + 16 / + 38°C ; humidité 60%

Connecteur : Schuko

Version : R290

Selon :

2006/42 / CE, 2014/30 / CE, 2014/35 / CE, 2011/65 / CE (RoHS), 2012/19 / CE (RAEE) et modifications suivantes

Paquet :

Carton solide sur palette en bois : 77 x 94 x 214 cm ; 198 Kg

Accessoires :

Serrure à clé numérique électrique

Porte aveugle

Roulettes avec freins

Etagère supplémentaire

S/Rack en acier cm 14 x 50 x 15 H (Max n°3 Chaque étagère)

Batterie de sauvegarde

Bornier externe pour Ethernet / contact sec

Moniteur numérique Dmlp Touch

Conformité DIN 58345

GARANTIE: 12 mois, pièces détachées incluses (près de notre magasin), main d'œuvre exclue.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/15323-refrigerateur-medika-700-pass-through-ect-f-touch.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com