

FICHE PRODUIT



Ventilateur / Respirateur nouveau-né NCPAP SH180

Référence : SOC-SH180

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ventilateur nouveau-né NCPAP SH180

Fonctionnalité:

- Écran d'affichage LCD TFT 6,4 pouces
- Réglage facile par bouton commun et touche tactile
- Le capteur de haute précision peut réaliser un débit minimum
- Mélangeur air-oxygène avancé, réglage facile
- Concentration en oxygène de 21% ~ 100%
- Débitmètre indépendant
- Des soupapes de sécurité sensibles prouveront la sécurité des patients
- Offrira des soins intensifs au nouveau-né
- Compatible avec divers générateurs
- La batterie intégrée peut fonctionner 60 minutes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques :

- Mode de ventilation: CPAP
- FiO2: 21 à 100%
- Pression des voies respiratoires: 0-100cmH2O, (sens: 1cmH2O)
- Fréquence respiratoire: 0-120bmp
- CPAP: 0-12 cmH2O
- Plage de débit: 0-15L / min
- FiO2 Limite supérieure: 22-100%
- FiO2 limite inférieure: 21-99%
- Pression des voies respiratoires Limite supérieure: 1 - 100 cmH2O (sens: 1cmH2O)
- Pression des voies respiratoires Limite inférieure: 1-100cmH2O (sens: 1cmH2O)
- Alarme: pression des voies aériennes haute / basse; FiO2; Asphyxie, BATOFF; Tuyau tombe.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/15331-ventilateur-respirateur-nouveau-ne-ncpap-sh180.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com