

FICHE PRODUIT

Fourgon d'ambulance de type FORD

Référence : SOC-FA00362

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

Fourgon d'ambulance de type FORD

Ambulance de transport de type FORD.

Configurations standards :

Alarme, système d'avertissement: Feux clignotants à longue portée, feux stroboscopiques; Alarme 100W avec fonction de cri.

Alimentation en oxygène et système d'alimentation: 2 bouteilles d'oxygène 10L, réducteur de pression à double manomètre; Terminal d'oxygène GB, inhalateur d'oxygène; Onduleur à onde sinusoïdale de 1000 W avec fonction de charge; Prise multifonction 220V et 12V.

Éclairage, système de désinfection: Eclairage LED, projecteurs à infusion; feux de désinfection, feux arrière.

Climatisation, système de ventilation: Climatisation et climatisation à haute puissance; ventilateur de ventilation supérieur.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Système médical, ambulance: Civière de chargement automatique; fixateur de perfusion; assemblage du mur du milieu; assemblage d'armoires (y compris armoire à oxygène, armoire à pharmacie, armoire d'équipement, casier); intérieur de la cabine médicale (intérieur en PVC médical, imperméable, résistant à la moisissure, antibactérien, facile à nettoyer); plaque inférieure du compartiment médical (antidérapant, imperméable, résistant à la moisissure, antibactérien, facile à nettoyer)

Siège, système auxiliaire: Siège simple + siège long pour 2 personnes + siège de rangement pour 1 personne; extincteur d'incendie; seau à poussière; main courante de sécurité; marteau de secours; talkie walkie

Spécifications techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fourgon	Modèle Fourgon	CLW5030XJHJ5
	Dimensions globales (mm)	5341 x 2032 x 2460
	Dimensions du fourgon (mm)	2650 x 1700 x 1720
	Poids brut (kg)	3260
	Poids à vide (kg)	2550
	Système de traction	4 x 2
	Vitesse max.	156 km/h
	Nombres de portes	5
	Portes latérales	4 (dont 2 arrières coulissants)
Cabine	Modèle de lecteur	Pré-lecteurs
	Système d'exploitation	ABS + EBD
	Sièges	3
	A/C	Oui
	Verrouillage central	Oui
	Systèmes multimédias	Oui
Châssis	Fabricant	Ford
	Nombre d'essieux	2
	Capacité de charge d'essieu (kg)	1400 / 2150
	Empattement	3300 mm
	Pneus	215 / 65R16C
	Nombre de pneus	4
	Frein	Disque / Avec ABS

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

	Modèle Fourgon	CLW5030XJHJ5	
Fourgon Moteur	Modèle du moteur	ECOBOOST4G20B5L	
	Fabricant	Ford	
	Type de carburant	Gasoil	
	Puissance	203Hp / 149 kW	
	Déplacement (ml)	2000	
	Cabine	Marque	Ford
Modèle		Cabine unique	
Sièges		3	
Direction		LHD	
Transmission		Manuelle; 5 vitesses avant + 1 vitesse de réserve	
Autres		AC / Porte et fenêtre électriques / Verrouillage central	
Couleur	Blanche		

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/15336-fourgon-d-ambulance-ford-v362.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com