

FICHE PRODUIT

Milieu Amies gel avec écouvillon stérile COPAN

Référence : SOC-874523

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Milieu Amies gel avec écouvillon stérile COPAN

C'est un **Écouvillon** standard avec milieu Amies gel stérile COPAN

Application :

- Transport et conservation des prélèvements microbiologiques pour la culture des **bactéries aérobies, bactéries anaérobies** et bactéries exigeantes

Avantages :

- Conservation du prélèvement jusqu'à 24h avant mise en culture

Caractéristiques du Milieu Amies gel avec écouvillon stérile COPAN:

- Type d'écouvillon : Standard ;
- Tige : simple ;
- Matière de la tige : plastique ;
- Partie sécable : non ;
- Matière de l'embout : Viscose/Rayonne ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Type de l'embout : Classique ;
- Emballage : Sachet pelable unitaire ;
- Nom du milieu : Amies ;
- Etat du milieu : Gel ;
- Volume de milieu (en ml) : 5 ;
- Couleur du bouchon : bleu ;
- Conditionnement de vente : 50.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ecouvillons-et-milieux-de-transport/15338-milieu-amies-gel-avec-ecouvillon-sterile-copan.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com