


FICHE PRODUIT



Lames Porte-objets SuperFrost, bords rodés à 90°

Référence : SOC-42409

Points forts

- délais : 48 heures
- Bordure de lame : Bord rodé
- Dimension lame de microscope : 76 x 26 mm
- Epaisseur de lame : 1.1 mm
- Conditionnement des lames : Boîte de 50

Description du produit

Lames Porte-objets SuperFrost®, bords rodés à 90°

Ce sont des lames de haute définition avec plage d'identification blanche ou de couleur, résistantes aux solvants et aux colorants;

Elle constitue un système d'identification pour toutes les préparations dans le laboratoire médical et scientifique.

Les préparations peuvent être marqués et identifiés selon l'urgence, la méthode d'examen, la technique de coloration, etc

Caractéristiques des Lames Porte-objets SuperFrost®, bords rodés à 90°

- Dimensions env. 76 x 26 mm
- Variantes: Bleu, Blanc, Rose, Orange, Vert, Jaune
- Épaisseur env. 1 mm
- **Conditionnement de vente: Boîte de 50 pièces**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lames-superfrost/15339-lames-porte-objets-superfrost-bords-rodés-a-90.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures
Bordure de lame	Bord rodé
Dimension lame de microscope	76 x 26 mm
Épaisseur de lame	1.1 mm
Conditionnement des lames	Boîte de 50

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
variante_lame - Blanc	SOC-42409010	
variante_lame - Bleu	SOC-42409010A	
variante_lame - Jaune	SOC-42409010B	
variante_lame - Orange	SOC-42409010C	
variante_lame - Rose	SOC-42409010D	
variante_lame - Vert	SOC-42409010E	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com