

FICHE PRODUIT

Stérilet en set complet de pose SethygynT 380 Cu Normal

Référence : SOC-97121796

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le Stérilet en set complet de pose **Sethygyn T 380 Cu Normal** est un dispositif intra utérin (**DIU**) avec une structure en forme particulière de « Y » qui s'insère totalement au sein de la canule en tirant sur les fils.

C'est un contraceptif stérile à usage unique

Il est livré complet avec un set de pose qui comprend

- 1 stérilet
- 1 pince de **Chéron**
- 1 pince de **Pozzi**
- 1 paire de **ciseaux coupe fils**
- **3 spéculums** emballés individuellement (tailles S, M et L)
- 1 Notice patiente / 1 notice médecin
- 1 carte patiente

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/15348-sterilet-en-set-complet-de-pose-sethygynt-380-cu-normal.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com