

FICHE PRODUIT

Préservatif Féminin ORMELLE Boite de 5

Référence : SOC-376009768

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Préservatif Féminin ORMELLE Boite de 5

Les Préservatifs féminins ORMELLE sont extra lubrifiés et leur fabrication en Latex qualité premium ISO 25841:2011

Les préservatifs féminins ORMELLE ont l'avantage d'augmenter le plaisir lors des rapports sexuels, tout en protégeant des grossesses indésirables et des infections sexuellement transmissibles.

Description technique du Préservatif Féminin ORMELLE

- Longueur: + 167 mm,
- Largeur: 74 ± 2 mm
- Matière: Latex premium ISO 25841:2011
- Lubrification: Oui
- Conditionnement: Boite de 5 condoms féminins

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/distributeur-de-preservatifs/15349-preservatif-feminin-ormelle-boite-de-5.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com