

**FICHE PRODUIT**



## Mini kit pour l'isolement de l'ARN viral modèle Qiagen (250 tests)

Référence : SOC-586245

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Mini kit pour l'isolement de l'ARN viral modèle Qiagen (250 tests)

Pour l'isolement de l'ARN viral à partir de fluides corporels acellulaires. Isolement rapide d'ARN de haute qualité prêt à l'emploi. Pas d'extraction organique ni de précipitation alcoolique. Rendements constants et élevés. Élimination complète des contaminants et des inhibiteurs.

Le **Mini kit pour l'isolement de l'ARN viral modèle Qiagen (250 tests)** simplifie la purification de l'ARN viral à partir de fluides corporels acellulaires grâce à des procédures rapides sur colonne de rotation ou sous vide. L'ARN viral se lie spécifiquement à la membrane de silice QIAamp, et l'ARN viral pur est élu dans l'eau ou dans un tampon fourni avec le kit.

Volume : 0.155 L ;

Poids brut : 2.45 KG ;

Code UN : 1760 ;

Matière dangereuse – Nom : LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. ;

Matière dangereuse – NOS : (GUANIDINE THIOCYANATE / GUANIDINE HYDROCHLORIDE) ;

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

Classe : 8 ;

Groupe : III ;

Code restriction sous tunnel : E

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/15350-qiaamp-viral-rna-mini-kit-qiagen-250-tests.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com