

FICHE PRODUIT



Moniteur foetal gémellaire

Référence : SOC-357134

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Moniteur foetal gémellaire

Le **Moniteur foetal gémellaire** est un moniteur modernisé qui surveille les mouvements des fœtus. Ce **moniteur CTG a un doppler à double pulsations** et peut être facilement transporté ou peut simplement être installé sur un mur. Il convient parfaitement pour une échographie gémellaire.

Spécifications techniques du moniteur foetal pour jumeaux

- Doppler à double pulsations
- Pour ultrasons de jumeaux
- Écran d'affichage numérique à LED à 7 segments, rotatif à 270 °
- Volume réglable
- Imprimante intégrée
- Transducteur très sensible à 9 éléments de 0,985 MHz
- Sondes étanches (IPX 7)
- Vitesse d'enregistrement: 1,2,3 cm / min
- Mode d'impression automatique: 10, 20, 30, 40, 50, 60 min

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Enregistrement de contraste: Mode 1,2,3
- Papier d'impression: rouleau thermique matriciel (largeur: 150 mm)
- Mémoire interne pour mémoriser 450 heures de données patient
- avec connecteur RS-232
- Transfert facile des données par clé USB
- Alimentation: 100 - 240VAC, 50 / 60Hz, +/- 80VA, batterie rechargeable
- Fréquence: 0,985 MHz
- Intensité:
- Gamme FHR: 50 ~ 240 bpm
- Précision FHR: $\pm 2\%$ de la plage
- Mémoire: 450 heures

Accessoires livrés avec le moniteur fœtal:

- 2 capteurs étanches US
- 1 capteur TOCO étanche
- Source d'énergie
- Marqueur d'événement
- sangles CTG
- gel à ultrasons
- Papier
- Sac

Accessoires en option disponibles pour le moniteur double CTG:

- fonction Bluetooth
- simulateur acoustique
- chariot mobile
- Support mural

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-multiparametres/15351-moniteur-foetal-avec-ecran-led-7-pour-la-mesure-des-jumeaux.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com