

FICHE PRODUIT



Moniteur patient multi-paramètres PM-7

Référence : SOC-PM00007

Points forts

- délais : 48 heures
- Accessoires : Standards
- Paramètres mesurés :
SpO2+PR+NIBP+ECG+RESP+TEMP

Description du produit

Moniteur multiparamètre modèle PM-7

Écran TFT couleur 7", jusqu'à 4 formes d'onde

Menu à un niveau, facile à utiliser

Paramètres comprenant ECG / RESP, SpO2, NIBP, TEMP, PR

Tendances graphiques et tabulaires maximum de 720 heures de tous les paramètres

Enregistreur intégré (optiona)

Batterie intégrée

Convient aux patients adultes, pédiatriques et néonataux

Analyse d'arythmie, calcul ST, analyse de rythme

Anti-ESU, anti-défibrillateur

Interface réseau standard, peut se connecter au système de surveillance central

Analyse du segment S-T en temps réel, détection du stimulateur de rythme

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Jusqu'à 400 groupes de liste NIBP, 60 enregistrements d'événements d'alarme rappelés en mémoire

Paramètres standard: ECG, RESP, SpO2, NIBP, TEMP

En Option: ETCO2, système central montior

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/15352-moniteur-patient-multi-parametres-pm-7.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Accessoires	Standards
Paramètres mesurés	SpO2+PR+NIBP+ECG+RESP+TEMP

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com