

FICHE PRODUIT

Cryotubes avec cryoperles pour la conservation de souches microbiologiques

Référence : SOC-CO603275

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cryotubes avec cryoperles pour la conservation de souches microbiologiques

Cryotube à jupe de 2ml contenant des cryoperles qui agissent comme des conservateurs

Application

- Stockage et congélation d'échantillons
- Congélation des souches entre -25 et -80°C

Avantages

- Méthode idéale de conservation qui permet d'obtenir 25 répliques d'une même génération microbienne pour les utiliser progressivement
- Facilite l'inoculation du milieu microbiologique
- Évite de décongeler tout le cryotube

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Minimise le risque de contamination croisée
- Gain de place dans les congélateurs

Conditionnement: Boite de 100

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cryovials-a-bouchon-coiffant/15354-cryotubes-avec-cryoperles-pour-la-conservation-de-souches-microbiologiques.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com