

FICHE PRODUIT

Concentrateur d'oxygène portable modèle Inogen One G3

Référence : SOC-682478

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **Inogen One G3** est un concentrateur d'oxygène portable conçu pour offrir une oxygénothérapie efficace tout en garantissant une grande liberté de mouvement. Fiable, compact et performant, il constitue une solution idéale pour les patients nécessitant un apport en oxygène régulier sans être limités dans leurs déplacements.

Ce modèle utilise une technologie de délivrance d'oxygène à la demande (pulse dose), permettant d'optimiser la consommation énergétique tout en assurant un apport adapté aux besoins de l'utilisateur.

Autonomie et mobilité

Le Inogen One G3 est conçu pour accompagner les utilisateurs dans leurs déplacements quotidiens. Sa batterie offre une autonomie confortable pour une utilisation prolongée.

Format compact

Plus léger et moins encombrant que les concentrateurs traditionnels, il se transporte facilement et s'intègre parfaitement à un usage mobile.

Technologie performante

Le système pulse dose permet une distribution efficace de l'oxygène, tout en prolongeant la durée

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

de la batterie.

Confort d'utilisation

Son fonctionnement silencieux permet une utilisation discrète, aussi bien à domicile qu'en extérieur.

Applications

- Oxygénothérapie mobile
- Déplacements et voyages
- Utilisation quotidienne
- Patients actifs

Avantages clés

- Format compact et transportable
- Bonne autonomie
- Technologie pulse dose
- Fonctionnement silencieux
- Appareil fiable et durable

Disponible sur SOCIMED, le Inogen One G3 est une solution efficace pour concilier oxygénothérapie et liberté de mouvement.

Concentrateur d'oxygène portable modèle Inogen One G3

Inogen One G3 est un appareil à usage médical destiné aux personnes souffrant d'**insuffisance respiratoire**.

Inogen One G3 est la meilleure option pour tout le monde. Il est petit et léger avec une batterie qui dure longtemps, donc très pratique à utiliser. Il a prouvé sa valeur à de nombreuses occasions.

Avec 5 réglages, soit l'équivalent de 1 à 5 litres par minute, ce petit appareil est une vraie affaire de puissance !

Avec une seule batterie qui dure plus que 4 heures, le G3 ne pèse que 2,2 kg. En double batterie, son autonomie atteint presque 9 heures avec un poids de 2,7 kg seulement.

Qu'est qui vous manque depuis que vous avez commencé l'oxygénothérapie? Où voulez-vous aller et que voulez-vous faire? Avec l'Inogen One G3 tout redevient possible presque comme avant.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Ce POC (concentrateur d'oxygène portable) est conçu pour vous faciliter la vie. Il est très simple à utiliser et il est si petit et léger, vous devez le voir et le sentir pour le croire. Mais ce petit appareil peut générer jusqu'à 5 réglages d'oxygène (5 litres par minute) et sa batterie dure des heures. Cela vous offre d'énormes possibilités pour organiser des sorties.

Une fois que vous l'avez essayé, vous vous demandez pourquoi utiliser autre chose. Embrassez la simplicité des concentrateurs d'oxygène portables d'Inogen et arrêtez de vous inquiéter de ne pas avoir suffisamment d'oxygène.

Inclus dans le pack Inogen one G3

- Concentrateur Inogen one G3
- Batterie 16 cellules
- câble électrique
- Adaptateur pour allume cigare
- Sac en bandoulière
- Lunettes à oxygène
- Manuel d'utilisation

Spécifications du Concentrateur d'oxygène portable modèle Inogen One G3 :

- Poids : 2,2 kg avec batterie simple et seulement 2,7 kg avec double batterie ;
- Dimensions : Hauteur : 18 cm, largeur 8 cm et longueur 22 cm ;
- Niveau sonore : 39 dBA ;
- Paramètres de flux : 5 réglages de débit d'impulsion (équivalent à 5 litres par minute), réglable à partir de 1 jusqu'à 5 ;
- Autonomie de la batterie : Une batterie jusqu'à 4,5 heures Double batterie jusqu'à 9 heures
- Puissance : Alimentation CA 100-240 V, 50-60 Hz (détection automatique pour permettre une utilisation dans le monde entier). Câble d'alimentation CC: pour une utilisation mobile.
- Fonctionnement : Fonctions de contrôle simples et écran LCD facile à lire.

Option:

Concentrateur d'oxygène portable Inogen One G3 avec batterie 8 cellules.

Découvrez notre large gamme de concentrateur d'oxygène médical

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/15360-concentrateur-d-oxygene-portable-modele-inogen-one-g3.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com