

FICHE PRODUIT



Brancard de Secours Helitreuillable

Référence : SOC-0224021

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Brancard de secours helitreuillable

Description

Conçu par les spécialistes du secours en montagne.

Système d'articulation permettant le pliage et le transport facile du brancard.

Coque enveloppante pour protéger le blessé et permettre le glissement du brancard sur tout type de terrain.

Dispositif d'immobilisation du patient complet et performant : volets matelassés de maintien thoracique, matelas de confort en cellules fermées, maintien de la tête réglable, bretelles renforcées, immobilisation des pieds.

Légère et avec une résistance élevée aux chocs et à l'abrasion.

La housse est équipée de poches d'accès rapide aux membres supérieurs et inférieurs du blessé, ainsi que d'un emplacement dédié à une bouteille d'oxygène, avec accès direct.

Caractéristiques techniques

Les éléments principaux peuvent être transportés séparément (division en 4 parties).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Dimensions(Lxl) : 200 x 54 cm

Matière : Structure tubulaire en acier inoxydable recouverte de Twintex (composite fibre de verre/polypropylène).

Poids : 13,8 kg

Couleur : Rouge

Charge maximale admissible : 1 200 kg

Livré avec : Elingue de montagne.

Entretien : Coque pouvant être remise à neuf par re-surfage en cas d'usure avancée.

Accessoires et Consommables

- Dérive anti-giration
- Flotteur pectoral
- Système de guidage à ski avec lugeons
- Set de portage à deux
- Housse sac à dos

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovible/15361-brancard-de-secours-helitreuillable.html>








Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com