

FICHE PRODUIT

Mallette de prélèvement en tissu Smart Medical Bag

Référence : SOC-MALPRT03

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Mallette de prélèvement en tissu Smart Medical Bag

- Mallette de prélèvement en tissu avec cloisons amovibles internes à fixation velcro pour le rangement des instruments et porte téléphone à mousqueton

Application

- Prélèvement à domicile

Avantages

- Très résistante, ultra légère
- Transport par 2 poignées et 1 bandoulière amovible
- Ouverture de la mallette sur le dessus par fermeture éclair
- 2 poches latérales à rabat à fermeture velcro
- Face avant avec abattant à fermeture éclair, contenant 1 poche pression et des range-stylos
- Face arrière avec abattant à fermeture éclair, contenant 2 compartiments à soufflet
- Existe en 4 coloris: Bordeaux, Bleu marine, Maron et noir.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Poids : 1,1kg

Dimensions extérieures: L x P x H (cm): 39 x 22 x 26

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sac-de-transport-antichoc-minibag/15362-mallette-de-prelevement-en-tissu-smart-medical-bag.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com