

FICHE PRODUIT

Concentrateur d'oxygène portable modèle Inogen One G4

Référence : SOC-658974

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **Inogen One G4** est un concentrateur d'oxygène portable conçu pour offrir une liberté maximale aux patients nécessitant une oxygénothérapie quotidienne. Grâce à son format ultra compact et à son poids réduit, il est particulièrement adapté aux utilisateurs actifs souhaitant maintenir leur traitement respiratoire sans contrainte.

Ce modèle fonctionne avec un système de délivrance d'oxygène à la demande (pulse dose), permettant d'optimiser l'efficacité tout en réduisant la consommation d'énergie. Il constitue ainsi une solution idéale pour les déplacements, les voyages ou l'utilisation quotidienne.

Ultra compact et léger

Le Inogen One G4 est l'un des concentrateurs d'oxygène les plus compacts du marché. Sa petite taille permet un transport facile et discret.

Autonomie adaptée aux déplacements

Disponible avec batterie 4 cellules, il offre une autonomie adaptée aux usages quotidiens et aux déplacements courts.

Technologie intelligente

La délivrance d'oxygène à la demande permet une meilleure gestion de l'énergie et une utilisation

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

optimisée.

Confort d'utilisation

Son fonctionnement silencieux garantit une utilisation agréable, même dans des environnements calmes.

Applications

- Oxygénothérapie mobile
- Déplacements et voyages
- Utilisation quotidienne
- Patients actifs

Avantages clés

- Ultra léger et compact
- Batterie autonome (4 cellules)
- Technologie pulse dose
- Fonctionnement silencieux
- Facile à transporter

Disponible sur SOCIMED, le Inogen One G4 est une solution idéale pour une oxygénothérapie discrète, mobile et efficace.

Concentrateur d'oxygène portable modèle Inogen One G4

Inogen One G4 est un appareil à usage médical destiné aux personnes souffrant d'**insuffisance respiratoire**.

Inogen One G4 est l'un des plus petits, plus légers et plus silencieux **concentrateurs d'oxygène** portables actuellement disponibles.

En tant que l'un des **concentrateurs d'oxygène** portables les plus légers du marché, l'**Inogen One G4** offre à vos patients la mobilité dont ils ont besoin pour maintenir leur mode de vie actuel. Il est conçu pour offrir à vos patients oxygénés une liberté illimitée pour vaquer à leurs activités quotidiennes.

Il est constitué de: concentrateur, batterie 4 ou 8 cellules, bloc d'alimentation CA, câble d'alimentation CC, sac de transport, manuel d'utilisation (cordon CA basé sur le code du pays)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécificité du Concentrateur d'oxygène portable modèle Inogen One G4 :

- Flux d'oxygène : Système de distribution de dose pulsée, trois réglages de débit: 1 - 3 ;
- Poids : 1,22 kg. (2,7 lb) (avec une seule batterie) ;
- Taille : Longueur: 15,01 cm. (5,91 pouces), Largeur: 6,8 cm. (2,68 pouces), Hauteur: 18,2 cm. (7,2 pouces) (y compris une seule batterie) ;
- Niveau de bruit : 40 dBa* ;
- Batterie : Batterie unique jusqu'à 2,7 heures, double batterie jusqu'à 5 heures ;
- Puissance : Alimentation CA 100-240 V, 50-60 Hz (détection automatique pour permettre une utilisation dans le monde entier). Câble d'alimentation CC: pour une utilisation mobile ;
- Fonctionnement : Fonctions de contrôle simples et écran LCD facile à lire.

Découvrez notre large gamme de concentrateur d'oxygène médical

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/15363-concentrateur-d-oxygene-portable-modele-inogen-one-g4.html>

**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
micropipette_capacite - Avec batterie 4 cellules	SOC-6589741	
micropipette_capacite - Avec batterie 8 cellules	SOC-6589742	

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com