

FICHE PRODUIT

Concentrateur d'oxygène portable modèle Inogen One G5

Référence : SOC-985765

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **concentrateur d'oxygène portable Inogen One G5** est l'un des modèles les plus avancés du marché en matière d'oxygénothérapie mobile. Conçu pour offrir une liberté totale aux utilisateurs, il combine performance, autonomie et légèreté dans un format compact.

Grâce à sa technologie de pointe, cet appareil délivre de l'oxygène à la demande (pulse dose), optimisant ainsi la consommation énergétique et prolongeant la durée de la batterie. Il est particulièrement adapté aux patients actifs souhaitant maintenir leur traitement respiratoire en toute mobilité.

Autonomie exceptionnelle

Le modèle Inogen One G5 est disponible avec différentes capacités de batterie, notamment la version **8 cellules**, offrant une autonomie prolongée idéale pour les déplacements longue durée.

Ultra portable

Compact et léger, ce concentrateur d'oxygène portable peut être transporté facilement au quotidien, que ce soit en voyage, en déplacement ou à domicile.

Technologie intelligente

Le système de délivrance d'oxygène à la demande permet d'optimiser l'efficacité tout en réduisant

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

la consommation d'énergie.

Confort et discrétion

Son fonctionnement silencieux permet une utilisation confortable en toutes circonstances, y compris dans les environnements calmes.

Applications

- Oxygénothérapie mobile
- Voyages et déplacements
- Utilisation à domicile
- Patients actifs nécessitant une autonomie

Avantages clés

- Batterie longue durée (jusqu'à plusieurs heures)
- Format compact et léger
- Technologie pulse dose
- Fonctionnement silencieux
- Facile à utiliser

Disponible sur SOCIMED, le concentrateur d'oxygène Inogen One G5 est une solution haut de gamme pour une oxygénothérapie en toute liberté.

Concentrateur d'oxygène portable modèle Inogen One G5

Inogen One G5 est un appareil à usage médical destiné aux personnes souffrant d'**insuffisance respiratoire**.

Inogen One G5 offre le plus d'**oxygène** par livre (une unité de poids) pour un **concentrateur d'oxygène portable** sur le marché aujourd'hui.

Avec sa conception compacte et légère, l'Inogen One G5 offre des réglages de débit variant de 1 à 6 et est conçu pour une utilisation 24 heures sur 24, augmentant considérablement l'indépendance de vos patients. Son interface utilisateur a été conçue avec des écrans LCD faciles à lire et des fonctions de contrôle simples.

Spécificités du Concentrateur d'oxygène portable modèle Inogen One G5 :

- Flux d'oxygène : Système de distribution de dose par impulsions, six réglages de débit: 1-6 ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Poids : 2,13 kg. (4,7 lb) (comprenant une seule batterie) ;
- Taille : Longueur: 18,26 cm. (7,19 pouces), Largeur: 8,28 cm. (3,26 pouces), Hauteur: 20,7 cm. (8,15 pouces) (comprenant une seule batterie) ;
- Niveau de bruit : 38 dBA* ;
- Batterie : Batterie unique jusqu'à 6,5 heures, Double batterie jusqu'à 13 heures ;
- Puissance : Alimentation CA 100-240 V, 50-60 Hz (détection automatique pour permettre une utilisation dans le monde entier). Câble d'alimentation CC: pour une utilisation mobile.
- Fonctionnement : Fonctions de contrôle simples et écran LCD facile à lire.

Découvrez notre large gamme de concentrateur d'oxygène médical

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/15366-concentrateur-d-oxygene-portable-modele-inogen-one-g5.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
micropipette_capacite - Avec batterie 8 cellules	SOC-9857651	
micropipette_capacite - Avec batterie 16 cellules	SOC-9857652	

Photos du produit


SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com