

FICHE PRODUIT

Concentrateur d'oxygène Inogen at Home

Référence : SOC-589745

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **concentrateur d'oxygène Inogen At Home** est un dispositif médical innovant conçu pour offrir une oxygénothérapie efficace tout en maximisant le confort d'utilisation. Grâce à son design compact et léger, il se distingue comme l'un des concentrateurs d'oxygène les plus pratiques pour une utilisation à domicile.

Contrairement aux modèles traditionnels plus encombrants, l'Inogen At Home combine performance et discrétion. Il permet de produire de l'oxygène à partir de l'air ambiant avec une consommation énergétique réduite, offrant ainsi une solution économique et durable.

Design compact et léger

Le modèle Inogen At Home est conçu pour être facilement transportable au sein du domicile. Son faible poids en fait un appareil pratique pour une utilisation quotidienne sans contrainte.

Confort optimal

Grâce à son fonctionnement silencieux, il garantit une utilisation agréable, y compris pendant la nuit, sans perturber le sommeil.

Performance et efficacité

Ce concentrateur d'oxygène assure une production stable et fiable, adaptée aux besoins en

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

oxygénothérapie à domicile.

Économie d'énergie

L'un des principaux avantages de ce modèle est sa faible consommation électrique, ce qui permet de réduire les coûts d'utilisation sur le long terme.

Applications

- Oxygénothérapie à domicile
- Traitement des pathologies respiratoires chroniques
- Assistance respiratoire quotidienne
- Utilisation longue durée

Avantages clés

- Ultra léger et compact
- Fonctionnement silencieux
- Faible consommation énergétique
- Utilisation simple
- Solution économique et durable

Disponible sur SOCIMED, le concentrateur d'oxygène Inogen At Home est une solution idéale pour allier performance, confort et simplicité d'utilisation.

Concentrateur d'oxygène Inogen at Home/Concentrateur fixe Inogen® - 5 Litres

Le **concentrateur d'oxygène Inogen at Home** est un appareil à usage médical destiné aux personnes souffrant d'**insuffisance respiratoire**.

C'est un concentrateur d'oxygène à débit continu économe en énergie de 5 litres par minute.

Inogen at Home pèse environ 18 livres (unité de poids), ce qui le rend léger, par rapport aux autres **concentrateurs d'oxygène** sur le marché aujourd'hui. Sa faible consommation d'énergie fait de ce concentrateur un choix facile pour les patients.

Concentrateur stationnaire Inogen 5L (cordon secteur basé sur le code du pays)

Avantages:

Les clients ont la liberté de commander et de remplacer eux-mêmes les tamis, ce qui vous permet

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

d'économiser des frais généraux et d'expédition.

MEILLEURE MACHINE À OXYGÈNE POUR LA MAISON

L'Inogen At Home est la meilleure machine à oxygène pour la maison parce qu'elle te permet de respirer plus facilement tout en vous déplaçant librement dans votre maison. Ce concentrateur d'oxygène au domicile est facile à déplacer d'une pièce à l'autre, ainsi vous n'êtes pas obligé de rester attaché à un réservoir lourd dans une seule pièce chez vous. Vous pouvez continuer à pratiquer normalement vos activités quotidiennes à l'intérieur de votre maison, sans vous soucier de la façon de vous déplacer pour accéder à votre système de livraison d'oxygène. En outre, le concentrateur d'oxygène Inogen at Home est calme, de sorte que vous obtiendrez l'oxygène dont vous avez besoin de ce concentrateur d'oxygène sans le bruit écrasant d'autres systèmes de livraison. Vous pouvez regarder la télévision, lire un livre ou poursuivre une conversation pendant que le concentrateur d'oxygène Inogen At Home vous fournit un flux continu d'oxygène supplémentaire.

REMARQUEZ COMBIEN VOUS POURRIEZ ÉCONOMISER EN COÛTS D'ÉNERGIE!

Quand il s'agit d'utiliser un concentrateur d'oxygène à la maison, beaucoup de gens s'inquiètent de l'augmentation de la consommation d'énergie. Étant donné qu'un concentrateur d'oxygène stationnaire est en fonctionnement continu, il a automatiquement un impact sur la consommation d'énergie, ce qui pourrait se traduire par un coût accru sur la facture d'électricité. Les bonnes nouvelles sont que l'Inogen at Home est un concentrateur d'oxygène économe en énergie, de sorte qu'il réduit l'impact sur votre facture d'électricité et sur l'environnement. En fait, l'Inogen at Home est beaucoup plus éco-énergétique que tous les concentrateurs d'oxygène stationnaires sur le marché. En fonction de vos besoins d'utilisation personnelle, en position 2, l'Inogéglage at Home utilise seulement 100W d'énergie, ce qui est la même chose qu'une ampoule standard de 100W. Profitez de l'efficacité énergétique de la meilleure machine à oxygène pour la maison et respirez mieux aujourd'hui avec le concentrateur d'oxygène Inogen at Home.

Spécificité du Concentrateur d'oxygène Inogen at Home :

- Flux d'oxygène : Système de distribution à flux continu, jusqu'à 5 litres par minute ;
- Poids : 8,16 kg. (18 lbs.) ;
- Tailles : Largeur: 33,02 cm. (13,0 pouces), Profondeur: 17,78 cm. (7,0 pouces), Hauteur: 41,91 cm. (16,5 pouces) ;
- Niveau de bruit : 40 dBA ;
- Batterie : N/A ;
- Puissance : Alimentation CA 100-240 V, 50-60 Hz (détection automatique pour permettre une utilisation dans le monde entier). Câble d'alimentation CC: pour une utilisation mobile.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Fonctionnement: Fonctions de contrôle simples.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/15369-concentrateur-d-oxygene-portable-inogen-at-home.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com