

FICHE PRODUIT

Réfrigérateur médical B-45L

Référence : SOC-BL452603

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Avec son système de contrôle de température allant de +2°C à +8°C, le **réfrigérateur de pharmacie B 45L** est conçu en acier inoxydable avec des roulettes montées sous le fond et possède un éclairage fluorescent intérieur. Sa porte en verre à deux couches avec interrupteur de chauffage permet d'éviter les fuites de glace et pour verrouiller le réfrigérateur. **Le réfrigérateur pharmaceutique** possède une batterie de secours de 72 H pour permettre à l'enregistreur de données et le système de contrôle de fonctionner.

Système de contrôle:

Le contrôleur de microprocesseur, température allant de + 2 °C à + 8 °C, peut être réglé librement, contrôlant la précision 1 °C, la précision d'affichage 0,1 °C. Température ambiante allant de 0 °C à 32 °C

Combiné avec deux capteurs exacts et un dégivrage automatique.

Alarme sonore et visuelle: alarme de température élevée ou basse, alarme de porte ouverte, alarme de panne de courant, alarme de panne de capteur, alarme de batterie faible.

Système de réfrigération:

Compresseur de renommée internationale et moteur de ventilateur EBM en Allemagne

Système de circulation d'air forcé.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Condenseur très efficace et évaporateur expansif pour une congélation rapide

Système de refroidissement avancé

- Le système de circulation de refroidissement à air forcé assure une récupération rapide et fiable de la température.
- Évaporateur à ailettes refroidi par air avec une conception unique du système de circulation pour garantir l'absence de gel

Contrôle précis de la température par micro-ordinateur

- Contrôleur de température basé sur un microprocesseur, affichage numérique de la température, résolution de la température 0.1 °C
- Excellente disposition de réfrigération, 2°C à 8 °C à l'intérieur réglable
- Module de surveillance en option et logiciel exclusif pour réaliser la surveillance à distance

Conception de la structure:

- Alarmes: alarmes de haute et basse température, alarme de panne de capteur, alarme de panne de courant, alarme d'ouverture de porte
- Deux styles d'alarme: bourdonnement, clignotant
- Porte vitrée avec chauffage (autre porte pleine)
- Conception à deux capteurs, peut fonctionner séparément en cas de dommage
- Enregistreur de température d'imprimante thermique en option
- Fonctions de téléchargement de données USB en option

Conception humanisée:

- La conception de verrouillage de sécurité empêche tout état anormal de la porte
- Grand écran, facile à lire.
- Trou d'essai en option
- Lumière LED à l'intérieur, avec interrupteur pour contrôler

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateurs-a-vaccins/15370-refrigerateur-medical-b-45l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com