

FICHE PRODUIT

Compresseur d'air avec séchoir, Greeloy GA-81Y

Référence : SOC-GA81Y

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Compresseur d'air avec séchoir, Greeloy GA-81Y

Le compresseur avec séchoir fournit l'environnement parfait: air sec sans humidité, air propre sans particules. Tous les compresseurs d'air Greeloy peuvent être équipés d'un système de dessiccateur et d'une armoire silencieuse.

Spécification

Puissance: 800W (1.0Hp)

Volt. / Hz: 110 ~ 240V50 ~ 60Hz

Vitesse: 1400 / 1750r.pm

Débit d'air: 155L / min à 0 Bar

Niveau de bruit: 53 dB

Pression maximale: 8 bars

Pression de redémarrage: 5 bars

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Capacité du réservoir: 40 L

Poids: 34/46 kg

Taille du produit: 410 * 510 * 650mm

Avantages

Super silencieux.

Faible bruit de travail, créez un environnement de travail silencieux.

Faible vibration.

Avec des pieds en caoutchouc spéciaux, réduisez les vibrations pendant le fonctionnement.

Flux d'air pur.

Conception sans huile, aucune huile de lubrification nécessaire pendant le fonctionnement.

Technologie de base.

Les cylindres de dureté diamant assurent des performances de travail durables

Mode et design durable.

Structure compacte, légère. Dans des conditions normales, peut être utilisé pendant plus de 20000 heures.

Sécurité utilisée.

Avec plusieurs systèmes d'autoprotection, si la pression, le courant ou la tension étaient normaux, le moteur s'arrêterait automatiquement pour assurer la sécurité des équipements et des personnes.

Opération facile.

Opération assez simple, connectez à l'alimentation, alors aucun entretien supplémentaire, juste un drainage régulier.

Faible consommation d'énergie.

Conception entièrement automatique, contrôle d'arrêt et de redémarrage automatiques, faible consommation.

Filtration de haute précision.

Avec des filtres doubles, assurez une haute précision du débit d'air sortant.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Le réservoir à l'intérieur a fait un traitement antirouille.

Assurer un écoulement d'air pur pour les équipements médicaux.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/compresseurs-pour-soin-dentaires/15371-compresseur-d-air-avec-sechoir-greeloy-ga-81y.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com