

FICHE PRODUIT

Tensiomètre anéroïde à grand cadran MAXI+3 mural avec brassard Adulte (M)

Référence : SOC-DSP52270

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de fermeture : Velcro
- Type : Manobrassard
- Matière Brassard : Nylon
- Taille Patient : Adulte (M)

Description du produit

Tensiomètre anéroïde à cadran MAXI+3 mural avec brassard Adulte (M)

Le **tensiomètre anéroïde MAXI+3** possède un cadran d'un diamètre 147 mm qui facilite la lecture des mesures à distance. Doté d'une double tubulure spiralée de 2.5 mètres pour une montée en pression linéaire, le tensiomètre MAXI+3 est ambidextre et possède une fixation murale orientable.

Ce **tensiomètre à grand cadran** est pratique et possède un panier de rangement derrière le cadran. Sa poire ergonomique grand volume permet un gonflage rapide.

Le **tensiomètre anéroïde à cadran MAXI+3** est livré avec un brassard taille M, en nylon.

Caractéristiques techniques:

Poids: 0.926 kg

Brassard:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Taille M

Matière: Nylon

Option

3 tailles de brassards (S, M, L) disponibles

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/15373-tensiometre-aneoroide-a-grand-cadran-maxi-3-mural-avec-brassard-adulte-m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de fermeture	Velcro
Type	Manobrassard
Matière Brassard	Nylon
Taille Patient	Adulte (M)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com