

FICHE PRODUIT

Objectif achromatique 100X Infinity E-plan pour le Microscope biologique modèle EUM-2003

Référence : SOC-656414

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Objectif achromatique 100X Infinity E-plan pour le Microscope biologique modèle EUM-2003

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/15380-objectif-achromatique-100x-infinity-e-plan-pour-le-microscope-biologique-modele-eum-2003.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com