

FICHE PRODUIT

Lit Hospitalier 4 sections en ACIER INOXYDABLE

Référence : SOC-0130000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

LIT HOSPITALIER 4 SECTIONS EN ACIER INOXYDABLE

Caractéristiques principales :

- Cadre en tube d'acier de section rectangulaire 50 x 30 x 2 mm
- Relève-buste et relève-jambes réglables par manivelles. Plicature réglable par crémaillère
- Tube amovible en acier inoxydable avec tête et pied de lit à panneaux laminés.
- Sommier en treillis métallique soudé, revêtement époxy.
- 4 roues ø125 mm, 2 avec frein.
- Galets pare-chocs aux angles.
- Dimensions: 92 x 205 x 50 cm.
- Capacité: 150Kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-simple/15381-lit-hospitalier-4-sections-en-acier-inoxydable.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com