

FICHE PRODUIT

Lit Hospitalier avec relève buste en ACIER INOXYDABLE

Référence : SOC-C110096

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

LIT HOSPITALIER FIXE 02 SECTIONS EN ACIER INOXYDABLE**Caractéristiques principales :**

Lit hospitalier en deux sections

- Bâti métallique
- Revêtement époxy
- Tête et pied en acier chromé avec panneaux laminés
- Sommier en treillis métalliques
- Relève-buste réglable
- Dimensions : 200x85x50 cm
- Capacité : 150kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-simple/15382-lit-hospitalier-avec-releve-buste-en-acier-inoxydable.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com