

FICHE PRODUIT



Diapason neurologique 64 Hz

Référence : SOC-2920064

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Diapason neurologique 64 Hz

Le **Diapason neurologique 64 Hz** combine en un seul appareil plusieurs éléments indispensables aux examens neurologiques classiques :

- Un diapason 64 Hz de Rydel-Seifer, pour vérification de la sensibilité vibratoire,
- Un marteau neurologique Buck, pour vérification des réflexes tendineux,
- Une épingle, pour test de sensibilité à la douleur,
- Une roulette de Wartenberg, pour test de sensibilité à la douleur,
- Une brosse, pour test de sensibilité cutanée.

Il est autoclavable à 134°C pendant 18 minutes et se lave en machine ou à la main avec un produit nettoyant n'attaquant pas l'acier inoxydable.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/diapasos-medicaux/15388-diapason-neurologique-64-hz.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com