


FICHE PRODUIT

Appareil de Massage Electrique Modèle RPG317

Référence : SOC-RPG317

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Appareil de Massage Électrique Modèle RPG317

L'Appareil de Massage Électrique Modèle RPG317 est un appareil utile pour masser le dos, la nuque, les abdominaux, les jambes et les pieds. Le massage se fait par percussion : Taper – Palper – Rouler. Ceci étant, il soulage les douleurs musculaires, relaxe, et constitue un anti-stress.

- Couleur : Blanc
- Voltage : 220v
- Fréquence : 50 / 60 Hz
- Puissance : 25 W

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-de-kinesithérapie/15389-appareil-de-massage-electrique-modele-rpg317.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com