

FICHE PRODUIT

Autoclave vertical à vide pulsé de type élévateur, 60 litres modèle TS-60SV

Référence : SOC-259843

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Autoclave vertical à vide pulsé de type élévateur, 60 litres modèle TS-60SV

- ◆ Écran tactile capacitif de 7 ", entièrement contrôlé automatiquement, facile à utiliser.
- ◆ Porte de type élévateur, plus pratique pour placer et récupérer les objets de l'autoclave
- ◆ Toute la procédure de l'entrée d'eau, du vide pulsé, de la chaleur, de la stérilisation, de l'eau sortie, épuisant au séchage sous vide, qui sont tous automatiquement par une clé opération.
- ◆ Vide d'impulsion, la limite est de -0.080Mpa, ce qui assure la stérilisation plus complètement.
- ◆ Générateur de vapeur séparé, qui est plus économe en énergie en comparant au chauffage normal et éviter que les objets stérilisants ne s'oxydent.
- ◆ Il y a plusieurs programmes chargés dans les autoclaves pour différents

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

exigences d'objets différents.

- ◆ Avec le port de test PT-TT, facile à exécuter les tests.
- ◆ Équipé du filtre de ventilation stérile SARTORIUS Allemagne MIDISART 2000 0,20 µm, qui garantissent que l'air est stérile, empêchent la contamination.
- ◆ Système de circulation interne vapeur-eau: pas de décharge de vapeur, et l'environnement de stérilisation sera propre et sec.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-verticale/15393-autoclave-vertical-a-vide-pulse-de-type-eleveur-60-litres-modele-ts-60sv.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com