

FICHE PRODUIT

Gant cryogénique

Référence : SOC-GC00197IS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Gant cryogénique

Les produits de protection contre les basses températures à l'azote liquide sont fabriqués à partir de matériaux composites multicouches et traités par une technologie de fabrication précise. Sélection unique de matériaux, exécution exquise. Il convient aux personnes travaillant dans un environnement très froid, avec un toucher doux, une grande flexibilité et une forte tactilité. Défense efficace contre -160 -1 ~ -280 °C basse température. Travaillant à basse température pendant une longue période, le produit n'a aucun effet de durcissement et de détérioration et peut empêcher efficacement les éclaboussures de gaz à basse température.

Caractéristiques:

- Léger et facile à déplacer après le port.
- Facile à nettoyer
- Ce produit a une excellente isolation thermique et un confort doux.
- Il est confortable, léger et flexible, imperméable et respirant.
- En protégeant les éclaboussures de liquide réfrigérant, il est très confortable de travailler longtemps dans l'air gelé.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Applications:

Liquides de gaz cryogéniques liés, sociétés de gaz, chambre froide, caves à glace, réfrigérateurs, biomédical, technologie génétique, recherche en laboratoire, industrie, aérospatiale, transformation des aliments surgelés, stations de remplissage de gaz naturel liquéfié, broyage cryogénique, azote liquide à l'épreuve des éclaboussures oxygène liquide l'hélium liquide et tout autre endroit pour éviter un froid extrême.

Tailles des gants : 32cm / 38cm / 48cm / 68cm

Conditionnement de vente : La paire.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boa-tes-contre-radiations-beta/15396-gant-cryogenique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
taille_cryo_gant - 32 cm	SOC-GC0019732	
taille_cryo_gant - 38 cm	SOC-GC0019738	
taille_cryo_gant - 48 cm	SOC-GC0019748	
taille_cryo_gant - 68 cm	SOC-GC0019768	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com