

FICHE PRODUIT

PH mètre de paillasse Eutech pH 700

Référence : SOC-PH7004

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

PH mètre de paillasse Eutech pH 700

Économique, convivial et précis, l'**Eutech pH 700** est votre choix idéal pour les applications de routine dans les laboratoires, les usines de production et les écoles.

Grand écran facile à lire

L'indicateur Prêt vous permet de savoir quand les lectures sont stables

Étalonnage jusqu'à 5 points avec reconnaissance automatique du tampon

La mémoire non volatile peut contenir jusqu'à 100 points de données

Porte-électrode intégré

Applications:

Pédagogique: utile pour la plupart des études en laboratoire, écologiques et autres applications.

Laboratoire: Etudes environnementales, laboratoires chimiques, titrages et tests d'assurance qualité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Utilisation dans tous les types de transformation des aliments.

Caractéristiques techniques :

Spécification de produit	Description
pH	
Varier	-2,00 à 16,00 pH
Résolution	0,01 pH
Précision	± 0,01 pH
Cal. Points	Jusqu'à 5
Jeux de tampons	États-Unis (1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45), NIST (1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45)
ORP	
Varier	± 2000 mV
Rel. Gamme mV	± 2000 mV
Résolution	0,1 mV (± 199,9 mV) / 1 mV (au-delà)
Précision	± 0,2 mV (± 199,9 mV) / ± 2 mV (au-delà)
Température	
Gamme (mètre)	0,0 à 100,0 °C / 32,0 à 212,0 °F
Résolution	0,1 °C / 0,1 °F
Précision	± 0,3 °C / ± 0,5 °F (0 à 70 °C)
Compensation	ATC / MTC (0 à 100 °C) (pH uniquement)
Étalonnage	Décalage par incréments de 0,1 °; plage de décalage: ± 5,0 °C / ± 9,0 °F
Exigences d'alimentation	Adaptateur 9 V CC, 1,3 A (100/240 VAC, SMPS)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ph-metres/15401-ph-metre-de-paillasse-eutech-ph-700.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
config_ph_metre - Eutech pH 700 Standard	SOC-PH70041	
config_ph_metre - Eutech pH 700 Pack Complet	SOC-PH70042	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com